

ELMETRON - PORÓWNANIE OFEROWANYCH KONDUKTOMETRÓW

PARAMETRY	CC-105	CC-411	CC-451	CC-401	CC-404	CC-461	CC-511	CC-661	CC-505	CC-660	CX-601	CX-705
Wygląd												
Miejsce pracy	teren	teren / laboratorium	teren / laboratorium	teren / laboratorium	teren / laboratorium	teren / laboratorium	laboratorium	laboratorium teren z walizką*	laboratorium	laboratorium teren z walizką*	laboratorium teren z walizką*	laboratorium teren z walizką*
Zakres przewodność	0÷100 mS/cm	0÷199 mS/cm	0÷999 mS/cm	0÷1999 mS/cm	0÷300 mS/cm	0÷2000 mS/cm	0÷1000 mS/cm	0÷2000 mS/cm	0÷1999 mS/cm	0÷2000 mS/cm	0÷2000 mS/cm	0÷2000 mS/cm
Zasolenie	TDS, NaCl	TDS, NaCl	TDS, NaCl, KCl	TDS, NaCl, KCl	TDS, NaCl, KCl	TDS, NaCl, KCl	TDS, NaCl, KCl	TDS, NaCl, KCl	TDS, NaCl, KCl	TDS, NaCl, KCl	TDS, NaCl, KCl	TDS, NaCl, KCl
Zakres zasolenie	NaCl 0÷60g/l	NaCl 0÷177,9 g/l	NaCl 0÷296 g/l KCl 0÷239 g/l	NaCl 0÷296 g/l KCl 0÷239 g/l	NaCl 0÷296 g/l KCl 0÷239 g/l	NaCl 0÷296 g/l KCl 0÷239 g/l	NaCl 0÷296 g/l KCl 0÷239 g/l	NaCl 0÷296 g/l KCl 0÷239 g/l	NaCl 0÷296 g/l KCl 0÷239 g/l	NaCl 0÷296 g/l KCl 0÷239 g/l	NaCl 0÷296 g/l KCl 0÷239 g/l	NaCl 0÷296 g/l KCl 0÷239 g/l
Dokładność** przewodność	±1% do ±5% w zależności od zakresu	do 19,99 mS/cm ±0,25% od 20 mS/cm ±0,50 %	do 19,99 mS/cm ±0,25% od 20 mS/cm ±0,50 %	do 19,99 mS/cm ±0,1% od 20 mS/cm ±0,25 %	do 19,99 mS/cm ±0,1% od 20 mS/cm ±0,25 %	do 19,99 mS/cm ±0,1% od 20 mS/cm ±0,25 %	do 19,99 mS/cm ±0,25% od 20 mS/cm ±0,50 %	do 19,99 mS/cm ±0,20% od 20 mS/cm ±0,35 %	do 19,99 mS/cm ±0,1% od 20 mS/cm ±0,25 %	do 19,99 mS/cm ±0,1% od 20 mS/cm ±0,25 %	do 19,99 mS/cm ±0,1% od 20 mS/cm ±0,25 %	do 19,99 mS/cm ±0,1% od 20 mS/cm ±0,25 %
Współczynnik α – zakres α -automat***	2%/°C NIE	2%/°C NIE	2%/°C NIE	0.00 ÷ 10.00 %/ °C TAK	0.00 ÷ 10.00 %/ °C TAK	0.00 ÷ 10.00 %/ °C TAK	2%/°C NIE	0.00 ÷ 10.00 %/ °C TAK	0.00 ÷ 10.00 %/ °C TAK	0.00 ÷ 10.00 %/ °C TAK	0.00 ÷ 10.00 %/ °C TAK	0.00 ÷ 10.00 %/ °C TAK
Kalibracja	1. we wzorcu, 2. wprov. st K	1. we wzorcu, 2. wprov. st K	1. we wzorcu, 2. wprov. st K	1. we wzorcu, 2. wprov. st K	1. we wzorcu, 2. wprov. st K	1. we wzorcu, 2. wprov. st K	1. we wzorcu, 2. wprov. st K	1. we wzorcu, 2. wprov. st K	1. we wzorcu, 2. wprov. st K	1. we wzorcu, 2. wprov. st K	1. we wzorcu, 2. wprov. st K	1. we wzorcu, 2. wprov. st K
Ilość punktów kalibracji	1	1	1	1 ÷ 5	1 ÷ 5	1 ÷ 5	1	1 ÷ 3	1 ÷ 5	1 ÷ 5	1 ÷ 5	1 ÷ 5
Połączenie z komputerem	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Data / godzina	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Pamięć****	NIE	50 p.	200 p.	4000 p. s.	4000 p. s.	2000 p. s.	500 p. s.	500 p. s.	4000 p. s.	2000 p. s.	2000 p. s.	8000 p. s.
Ekran	LCD	LCD	graficzny / dotykowy	LCD	LCD	graficzny / dotykowy	graficzny / dotykowy	graficzny / dotykowy	LCD	graficzny / dotykowy	graficzny / dotykowy	graficzny / dotykowy
Zasilanie	baterie	bateria, zasilacz - opcja	akumulatory, zasilacz	akumulatory, zasilacz	akumulatory, zasilacz	akumulatory, zasilacz	zasilacz	zasilacz	zasilacz	zasilacz	zasilacz	zasilacz
Szczelność	IP-67	IP-66	IP-66	IP-66	IP-66	IP-66	IP-64	IP-64	IP-64	IP-64	IP-64	IP-64
Masa	60 g	220 g	260 g	220 g	220 g	260 g	420 g	420 g	550 g	420 g	530 g	1410 g

* teren z walizką: w opcji walizka na przyrząd z akumulatorami, ** dokładność przyrządu, *** automatyczne podstawianie współczynnika α dla wód ultraczystych i naturalnych, ****zbiieranie wyników: p- pojedyncze, s -seryjne

W funkcji pomiaru przewodności we wszystkich przyrządach tej samej serii parametry są identyczne.

Seria 100
CC-105, CPC-105, CX-105.

Seria 411
CC-411, CPC-411

Seria 401
CC-401, CPC-401, CCO-401, CX-401.

CC-404 – czteroelektrodowa metoda pomiaru korzystna przy ściekach z osadami.

Seria 461
CP-461, CPC-461, CX-461.

Seria 511
CC-511, CPC-511

Seria 661
CC-661, CPR-461, CPC-661.

Seria 505 / 502
CC-505, CC-502, CPC-505, CPC-502, CCO-505, CCO-502, CX-505, CX-502.

Seria 660
CC-660, CPC-660, CX-660.