

ELMETRON - PORÓWNANIE OFEROWANYCH pH-METRÓW

PARAMETRY	CP-105	CP-411	CP-451	CP-401	CP-461	CP-661	CP-505	CP-660	CX-601	CX-705
Wygląd										
Miejsce pracy *	teren	teren / laboratorium	teren / laboratorium	teren / laboratorium	teren / laboratorium	laboratorium teren z walizką	laboratorium	laboratorium teren z walizką	laboratorium teren z walizką	laboratorium teren z walizką
Zakres pH mV	0,00 ÷ 14,00 ±1200	0,00 ÷ 14,00 ±1999	0,00 ÷ 14,00 ±2000	-6,000 ÷ 20,000 ±1999,9	-6,000 ÷ 20,000 ±2000	-6,000 ÷ 20,000 ±2000	-6,000 ÷ 19,999 ±1999,9	-6,000 ÷ 20,000 ±2000	-6,000 ÷ 20,000 ±2000	-6,000 ÷ 20,000 ±2000
Dokładność pH / mV	±0,02 pH ±1 mV	±0,01 pH ±1 mV	±0,01 pH ±1 mV	±0,002 pH ±0,1 mV	±0,002 pH ±0,1 mV	±0,005 pH ±0,2 mV	±0,002 pH ±0,1 mV	±0,002 pH ±0,1 mV	±0,002 pH ±0,1 mV	±0,001 pH ±0,1 mV
Punkty kalibracji	3	3	3	5	5	3	5	5	5	5
Kalibracja	bufory	bufory	bufory	bufory / wzorce	bufory / wzorce	bufory / wzorce	bufory / wzorce	bufory / wzorce	bufory / wzorce	bufory / wzorce
Wartości buforów	4.00, 7.00, 9.00	4.00, 7.00, 9.00	4.00, 7.00, 9.00	wprowadza użytkownik	wprowadza użytkownik	wprowadza użytkownik	wprowadza użytkownik	wprowadza użytkownik	wprowadza użytkownik	wprowadza użytkownik
Wykrywanie buf. / wzorce	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Pamiętanie kalibracji	1 elektroda	1 elektroda	1 elektroda	3 elektrody	3 elektrody	3 elektrody	3 elektrody	3 elektrody	3 elektrody	3 elektrody
Odczyt param. elektrody	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Połączenie z komputerem	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Data / godzina	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Pamięć**	NIE	50 p.	200 p.	4000 p. s.	2000 p. s.	500 p. s.	4000 p. s.	2000 p. s.	2000 p. s.	8000 p. s.
Ekran	LCD	LCD	graficzny / dotykowy	LCD	graficzny / dotykowy	graficzny / dotykowy	LCD	graficzny / dotykowy	graficzny / dotykowy	graficzny / dotykowy
Zasilanie	baterie	bateria, zasilacz - opcja	akumulatory, zasilacz	akumulatory, zasilacz	akumulatory, zasilacz	zasilacz	zasilacz	zasilacz	zasilacz	zasilacz
Szczelność	IP-67	IP-66	IP-66	IP-66	IP-66	IP-64	IP-64	IP-64	IP-64	IP-64
Masa	60 g	210 g	240 g	220 g	260 g	420 g	550 g	420 g	530 g	1410 g

* teren z walizką: w opcji walizka na przyrząd z akumulatorami

** p- pojedyncze, s -seryjne

W funkcji pH we wszystkich przyrządach tej samej serii parametry są identyczne.

Seria 100

CP-105, CPC-105, CX-105.

Seria 411

CP-411, CPC-411, CPR-411.

Seria 401

CP-401, CPC-401, CPO-401, CX-401.

Seria 461

CP-461, CPC-461, CX-461.

Seria 661

CP-661, CPC-661.

Seria 505 / 502

CP-505, CP-502, CPC-505, CPC-502, CPI-505, CPI-502, CPO-505, CPO-502, CX-505, CX-502.

Seria 660

CP-660, CPC-660, CX-660.